

株式会社アマネセル 免疫組織化学染色受託サービス

内容


- パラフィン包埋切片から、市販抗体による免疫染色を承ります。
- 国内外のメーカーから多様な抗体が市販されていますので、ご希望の抗体情報(抗体名、メーカー、品番、対象動物種など)をお聞かせください。
- 抗体の選定も承りますので、対象組織、動物種をお聞かせください。
- 染色例 *褐色が陽性部分です。




α -SMA
イヌ 平滑筋



c-kit
イヌ GIST



Inhibin- α
イヌ 卵巣



S-100
ネコ 末梢神経

染色条件検討

- データシート記載内容を基に、抗体希釈倍率や抗原賦活条件(酵素処理、マイクロウェーブ、加温・加圧)、発色時間などの検討を行います。
- 染色はポジティブコントロール、ネガティブコントロールとともに実施し、特異的な発色に最適の条件を検討いたします。

納品



- 染色済みガラススライド標本(ポジティブコントロール含む)
- DVD-Rにて、染色スライドのバーチャルスライドデータをお渡しすることができますので、お問い合わせください。
- 染色スライド上での、陽性細胞数カウントなど各種計測も承ります。

